

DER NEUE  
CapnoPen®



Artikel Nr. CP-001k

Das einzige **PIPAC®**-Gerät, das für die endoskopische Aerosolisierung von Chemotherapie, DNA, RNA, Nanomolekülen, Viren und Immuntherapie in Körperhöhlen zertifiziert ist

Hersteller: [CapnoPharm](#)

CE Klasse IIb (MDR)

CapnoPharm GmbH


Vor dem Kreuzberg 17 · D-72070 Tübingen · Deutschland (Germany)

+49 (0) 7071 / 855 07 45 | +49 (0) 7071 / 855 07 46 | [info@capnopharm.com](mailto:info@capnopharm.com) | [www.capnopharm.com](http://www.capnopharm.com)

## Optimaler Antriebsdruck, Sprühwinkel und Tröpfchengröße

CapnoPen<sup>®</sup> CP-001k

Vorgänger CapnoPen<sup>®</sup>



Überragener  
Sprühwinkel

57° bis 66°

Optimale  
Tröpfchengröße

(29.1 ± 1.5µm)

### Erhält das Peritoneum

- keine Serosalverletzungen
- enthält einen Schutzfilter
- keine Metalloxidrückstände im Zielgewebe

### Hochwertige Verarbeitung

- deutsche Ingenieurstechnik und Fertigung
- Herstellung aus 100% medizinischem Edelstahl

### Sicheres Design

- glatte, hochwertige Oberfläche
- konische Sicherheitsspitze
- verhindert die Abtrennung von Schläuchen
- Hochwertige Sterilverpackung

### 100% Qualitätskontrolle

- Qualitätskontrolle durch künstliche Intelligenz
- jeder CapnoPen<sup>®</sup> wird auf Sprühbild und Dichtigkeit getestet

### Konkurrenzfähige Preise

### Technische Unterstützung in über 40 Ländern



Scannen für weitere Informationen  
[www.capnopharm.com](http://www.capnopharm.com)

Das Produkt ist nicht in allen Ländern registriert und zum Verkauf zugelassen. Auch die Anwendungshinweise können je nach Land variieren. Alle Abbildungen in dieser Broschüre dienen nur als Referenz. Das Produkt darf nur von geschulten Ärzten angewendet werden. Für weitere Informationen und technische Details kontaktieren Sie uns bitte. Technische Änderungen vorbehalten.

CapnoPharm GmbH

Vor dem Kreuzberg 17 · D-72070 Tübingen · Deutschland (Germany)

+49 (0) 7071 / 855 07 45 | +49 (0) 7071 / 855 07 46 | [info@capnopharm.com](mailto:info@capnopharm.com) | [www.capnopharm.com](http://www.capnopharm.com)