

VERBRAUCHSMATERIAL

Sets zur Einmalverwendung für CT Injektoren

Artikelnummer



nur für
Accutron CT

82 CT Kit ELS*

31 7616-000

- 1 Stück ELS* 200 ml Spritze, QFT
- 1 Stück Spiralschlauch 150 cm

- 31 6025-000
- 31 8213-000

VPE: 50 Stück/Karton – 1.500 Stück/Palette

Sets zur Einmalverwendung für CT Injektoren mit integrierter Tropfkammer

Artikelnummer



nur für
Accutron CT-D

CT2/MRT Set ELS*

31 7625-000

- 2 Stück ELS* 200 ml Spritze, QFT
- 1 Stück MRS 222 MR-Schlauchsystem
- 1 Stück ES 224/150 Patientenschlauch

- 31 6025-000
- 31 7100-000
- 31 8151-000

VPE: 20 Stück/Karton – 600 Stück/Palette



nur für
Accutron CT-D

CT2/MRT Set ELS* (S)

31 7627-000

- 2 Stück ELS* 200 ml Spritze
- 1 Stück MRS 222 MR-Schlauchsystem
- 1 Stück ES 224/150 Patientenschlauch

- 31 6026-000
- 31 7100-000
- 31 8151-000

VPE: 20 Stück/Karton – 480 Stück/Palette

* Easy Loading Syringe

VERBRAUCHSMATERIAL

Spritze zur Einmalverwendung

Artikelnummer



ELS** 200 ml Spritze, QFT

31 6025-000

Restvolumen: 3,0 ml

ELS** 200 ml (S) Spritze

31 6026-000

Restvolumen: 3,0 ml

VPE: 50 Stück/Karton - 1.500 Stück/Palette

Einzelkopf-Füllschläuche zur Einmalverwendung

Artikelnummer



SD 225 Saugschlauch mit Dreiwegehahn und Spike

31 9080-100

Länge 100 cm

Füllvolumen: 0,3 ml (DWH) / 5,7 ml (Saugschlauch) + Spike

VPE: 50 Stück/Karton - 4.000 Stück/Palette

Einzelkopf-Schlauchsysteme zur Einmalverwendung

Artikelnummer



ES 223 Schlauchsystem mit Spike

31 7080-100

	ID*	Länge	Füllvolumen
Druckseite	2,0 mm	16 cm	0,5 ml
Saugseite	2,7 mm	100 cm	5,7 ml

VPE: 50 Stück/Karton - 4.000 Stück/Palette



EK 223 Schlauchsystem mit Tropfkammer

31 7081-100

	ID*	Länge	Füllvolumen
Druckseite	2,0 mm	21 cm	0,7 ml
Saugseite	2,7 mm	100 cm	5,7 ml
Tropfkammer			10 ml

VPE: 50 Stück/Karton - 2.800 Stück/Palette

Doppelkopf-Schlauchsysteme zur Einmalverwendung mit Füllfunktion

Artikelnummer



MRS 222 MR-Schlauchsystem

31 7100-100

Druckseite, ID* 2,0 mm	Länge	Füllvolumen
KM-Seite	12 cm	0,4 ml
NaCl-Seite	36 cm	1,1 ml
Saugseite, ID* 2,7 mm	Länge	Füllvolumen
KM-Seite, grün	100 cm	5,7 ml
NaCl-Seite, weiß	100 cm	5,7 ml
2 x Tropfkammer		je 10 ml

VPE: 50 Stück/Karton – 2.800 Stück/Palette



Schlauchsystem mit Saugfunktion und Tropfkammer

31 7083-100

	ID*	Länge	Füllvolumen
KM-Seite	2,0 mm	6 cm	0,2 ml
NaCl-Seite	2,0 mm	32 cm	1,0 ml
Patientenschlauch	1,5 mm	150 cm	2,7 ml
Saugseite mit Tropfkammer	2,7 mm	100 cm	5,7 ml

VPE: 50 Stück/Karton – 2.800 Stück/Palette

geeignet für vorgefüllte Spritzen



MRS 222 MR-Schlauchsystem mit inline Tropfkammer**

31 7099-100

Druckseite, ID* 2,0 mm	Länge	Füllvolumen
KM-Seite	12 cm	0,4 ml
NaCl-Seite	36 cm	1,1 ml
Saugseite, ID* 2,7 mm	Länge	Füllvolumen
KM-Seite, grün	104 cm	6,0 ml
NaCl-Seite, weiß	100 cm	5,7 ml
2 x Tropfkammer		je 10 ml

VPE: 50 Stück/Karton – 2.800 Stück/Palette



Doppelkopf-Schlauchsystem mit inline Tropfkammer**

31 7109-100

Druckseite, ID* 2,0 mm	Länge	Füllvolumen
KM-Seite	12 cm	0,4 ml
NaCl-Seite	36 cm	1,1 ml
Patientenschlauch (ID: 1,5 mm)	150 cm	2,7 ml
Saugseite, ID* 2,7 mm	Länge	Füllvolumen
KM-Seite, grün	104 cm	6,0 ml
NaCl-Seite, weiß	100 cm	5,7 ml
2 x Tropfkammer		je 10 ml

VPE: 50 Stück/Karton – 2.800 Stück/Palette

* Innen-Durchmesser
** für Scanbag®-KM Vorratsbeutel

VERBRAUCHSMATERIAL

Doppelkopf-Schlauchsysteme zur Einmalverwendung

Artikelnummer



mit integriertem Patientenschlauch

Doppelkopf-Schlauchsystem

31 7101-100

Druckseite, ID* 2,0 mm	Länge	Füllvolumen
KM-Seite	30 cm	0,9 ml
NaCl-Seite	6 cm	0,2 ml

Druckseite, ID* 1,5 mm	Länge	Füllvolumen
gemeinsame Leitung	180 cm	3,2 ml

VPE: 50 Stück/Karton - 2.800 Stück/Palette



mit integriertem Patientenschlauch

MR-ELS** Schlauchsystem mit Ventilen

31 7104-000

Druckseite, ID* 1,5 mm	Länge	Füllvolumen
KM-Seite	10 cm	0,2 ml
NaCl-Seite	34 cm	0,6 ml

gemeinsame Leitung	150 cm	2,7 ml
--------------------	--------	--------

VPE: 50 Stück/Karton



MRS 225 MR-Schlauchsystem

31 7125-100

ID*: 2,0 mm

	Länge	Füllvolumen
KM-Seite	6 cm	0,2 ml
NaCl-Seite	32 cm	1,0 ml

VPE: 50 Stück/Karton - 4.000 Stück/Palette

Patientenschläuche mit einem Ventil

Artikelnummer



ES 224/25 Patientenschlauch mit Ventil **31 8020-100**

Innen-Durchmesser: 1,5 mm
Länge: 25 cm
Füllvolumen: 0,4 ml

VPE: 100 Stück/Karton – 8.000 Stück/Palette

MEDTRON empfiehlt!

31 8152-100



Patientenschlauch mit Ventil

Innen-Durchmesser 1,5 mm

Länge: 150 cm, Füllvolumen: 2,7 ml
Länge: 200 cm, Füllvolumen: 3,5 ml
Länge: 250 cm, Füllvolumen: 4,4 ml
Länge: 300 cm, Füllvolumen: 5,3 ml

31 8152-100

31 8198-100

31 8251-100

31 8301-100

VPE: 200 Stück/Karton – 11.200 Stück/Palette



Spiralschlauch mit Ventil

Innen-Durchmesser: 1,65 mm

Länge: 150 cm, Füllvolumen: 3,2 ml
Länge: 180 cm, Füllvolumen: 3,7 ml

31 8214-000

31 8181-000

VPE: 50 Stück/Karton – 5.850 Stück/Palette



Spiralschlauch mit Ventil

31 8253-000


Innen-Durchmesser: 1,5 mm
Länge: 250 cm
Füllvolumen: 4,4 ml

VPE: 50 Stück/Karton – 5.850 Stück/Palette

VERBRAUCHSMATERIAL

Patientenschläuche mit zwei Ventilen

Artikelnummer



Patientenschlauch 150 cm mit endständigen Ventilen

31 8026-100

Innen-Durchmesser: 1,5 mm
Länge: 150 cm
Füllvolumen: 2,7 ml

VPE: 200 Stück/Karton - 11.200 Stück/Palette



Spiralschlauch mit 2 Ventilen

31 8217-000

Innen-Durchmesser 1,5 mm
Länge: 150 cm
Füllvolumen: 2,7 ml

VPE: 50 Stück/Karton - 5.850 Stück/Palette

Patientenschläuche ohne Ventil

Artikelnummer



MEDTRON empfiehlt!

ES 224/150
31 8151-100

ES 224 Patientenschlauch

Innen-Durchmesser: 1,5 mm

ES224/80, Länge: 80 cm, Füllvolumen: 1,4 ml
ES224/100, Länge: 100 cm, Füllvolumen: 1,8 ml
ES224/150, Länge: 150 cm, Füllvolumen: 2,7 ml
ES224/200, Länge: 200 cm, Füllvolumen: 3,5 ml

31 8081-100

31 8101-100

31 8151-100

31 8199-100

VPE: 200 Stück/Karton - 11.200 Stück/Palette



Spiralschlauch 150 cm

31 8213-000

Innen-Durchmesser: 1,65 mm
Länge: 150 cm
Füllvolumen: 3,2 ml

VPE: 50 Stück/Karton - 5.850 Stück/Palette

Kurze Patientenschläuche für den intravenösen Zugang

Artikelnummer



Einweghahn mit 30-cm-Verlängerung, Luer Lock

31 8025-100

Innen-Durchmesser: 2,0 mm
Länge: 32 cm
Füllvolumen: 1,2 ml

VPE: 100 Stück/Karton - 5.600 Stück/Palette



DW 229 Patientenanschluss mit Dreivegehahn

31 8042-100

Innen-Durchmesser: 1,5 mm
Länge: 10 cm
Füllvolumen: 0,5 ml

VPE: 100 Stück/Karton - 8.000 Stück/Palette

VERBRAUCHSMATERIAL

Zubehör

Artikelnummer



DW 226 Dreivegehahn

31 9085-100

Füllvolumen: 0,1 ml

VPE: 50 Stück/Karton

200 Stück/Karton - 11.200 Stück/Palette



SP 227 Spike mit Belüftung, Luer Lock

31 9095-100

Füllvolumen: 0,4 ml

VPE: 50 Stück/Karton

200 Stück/Karton - 11.200 Stück/Palette

für Flaschen von
50 bis 500 ml



Minispike, grün, Luer Lock

31 9099-100

Füllvolumen: 0,2 ml

VPE: 50 Stück/Karton

200 Stück/Karton - 11.200 Stück/Palette

für Flaschen von
10 bis 60 ml